



apremé
aide à la prescription mesurée

Revendeur Distributeur

CRÉER SON COMPTE

RENSEIGNER LES DONNÉES DU
PROFIL

ACCÉDER AU CATALOGUE DE
PRODUITS

AJOUTER, MODIFIER,
SUPPRIMER DES PRODUITS

CRÉER UN NOUVEAU DOSSIER
PATIENT

CHOISIR LA CATÉGORIE DE VPH
OU LE TYPE DE FAUTEUIL
ROULANT


COMPLÉTER L'ÉQUIPE
(PRESCRIPTEUR, ÉVALUATEUR,
REVENDEUR, OBSERVATEUR...)

COMPLÉTER, ÉTAPE PAR ÉTAPE,
LE DOSSIER VPH

LAISSEZ VOUS GUIDER DANS LA
DÉMARCHE!

DOCUMENTS ET PRESCRIPTION

Créer son compte




Créer un compte

Nom * Prénom *

Sélectionnez votre profil

Email *

Mot de passe * Confirmation *


  Confidentialité • Aide

S'inscrire

Vous avez déjà un compte ?

Se connecter




Créer un compte

Nom * Prénom *

Vous êtes ?*



Rechercher...

Patient

Professionnel de santé

Revendeur/Distributeur

Fabricant/Fournisseur



 Succès !  Confidentialité • Aide

S'inscrire

Vous avez déjà un compte ?

Se connecter

Renseigner les données du profil



Infos | Adresse | Profil | Préférences | Sécurité | Documents

Identité & Contact

[Modifier](#)

Prénom
Pierre

Nom
LEREVEUNDEUR

Civilité
Monsieur

Nom d'utilisateur
Nom d'utilisateur

Email (Connexion)
revendeur@ergo13.fr Non modifiable

Tél. Mobile
0699422982

Tél. Fixe
Tél. Fixe

Accéder au catalogue de produits

The image shows a user interface for 'apremie'. On the left is a blue sidebar navigation menu with the following items: 'Tableau de bord', 'Dossiers', 'Mes invitations', 'Mes achats', 'Notifications', 'Mes crédits', 'Mon compte', 'Nous contacter', and 'Catalogues'. The 'Catalogues' item is circled in red, with a red arrow pointing to it. The main content area is titled 'Tableau de bord' and 'Tableau de bord Vue d'ense'. It features a 'Catalogue' section with the subtitle 'Gestion des produits VPH et de leurs options.' Below this are tabs for 'Produits' and 'Options'. A red circle highlights the '+ Nouveau Produit' button, with a red arrow pointing to it. To the right of the button is a search bar labeled 'Rechercher...' and buttons for 'Importer' and 'Exporter'. Below these is a table with the following columns: 'NOM COMMERCIAL', 'MARQUE', 'FABRICANT', 'CATÉGORIE', 'VALIDATION', 'STATUT', and 'ACTION'. The table contains 10 rows of product data. At the bottom, there is a pagination bar showing 'Page 1 sur 5 — 44 éléments' and a set of page numbers (1, 2, 3, 4, 5).

apremie Tableau de bord

Tableau de bord

Dossiers

Mes invitations

Mes achats

Notifications

Mes crédits

Mon compte

Nous contacter

Catalogues

Déconnexion

Catalogue
Gestion des produits VPH et de leurs options.

Produits Options

+ Nouveau Produit

Rechercher... Importer Exporter

NOM COMMERCIAL	MARQUE	FABRICANT	CATÉGORIE	VALIDATION	STATUT	ACTION
BLAZER SLING	LIFE AND MOBILITY France	LIFE AND MOBILITY France	FRE-B	Vide	Actif	
BLAZER SLING FREP	LIFE AND MOBILITY France	LIFE AND MOBILITY France	FREP-B	Vide	Actif	
Eloflex modèle D2	Eloflex	-	FRE-B	Vide	Actif	
Eloflex modèle F	Eloflex	-	FRE-B	Vide	Actif	
Eloflex modèle L	Eloflex	-	FRE-B	Vide	Actif	
Eloflex modèle P	Eloflex	-	FRE-B	Vide	Actif	
Eloflex modèle R	Eloflex	-	FRE-B	Vide	Actif	
ergoflix Heavy	Ergoflix	-	FRE-A	Vide	Actif	
ergoflix L-Back	Ergoflix	-	FRE-A	Vide	Actif	
ergoflix LX	Ergoflix	-	FRE-A	Vide	Actif	

Page 1 sur 5 — 44 éléments

1 2 3 4 5

Ajouter, modifier, supprimer des produits

Nouveau Produit
Saisissez les caractéristiques techniques.

1 Identification — ✓ Châssis & Propulsion — ✓ Assise & Dossier — ✓ Dimensions & Poids — ✓ Commer

IDENTIFICATION

Nom Commercial * Marque

Sélectionner un fabricant... Référence Constructeur

Sélectionner une nomenclature... Sélectionner un code Lpp

Description Courte

Description Longue

Les + du produit

NORMES & SÉCURITÉ

Crash-testé NF ISO 7176-19

← Précédent Suivant → Annuler Enregistrer

BLAZER SLING
LIFE AND MOBILITY France - LIFE AND MOBILITY France

Supprimer Documents Modifier

Ajouter à mon catalogue

Identification

Marque: LIFE AND MOBILITY France Fabricant: LIFE AND MOBILITY France
Description courte: - Description longue: -
Les + du produit: Capacité, simplicité
Crash-testé NF ISO 7176-19: Non

Statut & Validation

Actif Publié par l'admin

Remboursement (LPP)

Code LPP: N/A
Catégorie VPH: FRE-B
Fauteuil électrique classe B

Structure / Châssis

Type châssis	Matière
-	-
Coloris	-
-	-

Propulsion / Motorisation

Type propulsion	Moteurs
-	-
Motorisations	Roues motrices
-	Arrières
Vitesse	Rayon d'action
10 km/h	-
Batteries	Électronique
50 Ah	Lyrix

Assise


Type siège	Toile assise
-	Plaque
Largeur assise	Profondeur assise (cm)
41 - 49 cm	39,51,5
Hauteur assise (cm)	Inclinaison assise
44	20°

Dimensions hors tout

Largeur x Longueur (cm)	Hauteur (cm)
50 x 109-116 cm	97,5
Hauteur sol siège avant (cm)	Hauteur sol siège arrière (cm)
44	44

Créer un nouveau dossier patient

Choisir la catégorie de VPH



Créer un nouveau dossier

Choisissez la méthode de création selon votre besoin :

Utiliser l'assistant
Je ne sais pas quelle catégorie choisir. L'assistant m'aidera à trouver le VPH adapté.

Je connais la catégorie
Je sais déjà quel type de VPH prescrire. Je veux sélectionner directement.

[Annuler](#) [→ Créer le dossier](#)

Nouveau Dossier

Initialisation d'une nouvelle prescription VPH.

[← Retour](#)

Titre du dossier (optionnel)
MR LEPATIENT FRMC

Catégorie VPH (Matériel)*
FRMC - Fauteuil manuel configurable

Patient existant Patient sans compte

Patient concerné*
LEPATIENT Yves (patient@ergo13.fr)

Note : Le dossier sera créé au statut **En attente de consentement**. Après avoir attesté du consentement du patient, le dossier démarrera directement.

[Annuler](#) [Créer le dossier](#)

Choisir la catégorie de VPH

apremie

- Tableau de bord
- Dossiers**
- Mes invitations
- Mes achats
- Notifications
- Mes crédits
- Mon compte
- Nous contacter
- Catalogues

Créer un nouveau dossier

Choisissez la méthode de création selon votre besoin :

Utiliser l'assistant
Je ne sais pas quelle catégorie choisir. L'assistant m'aidera à trouver le VPH adapté.

Je connais la catégorie
Je sais déjà quel type de VPH prescrire. Je veux sélectionner directement.

[Annuler](#) [→ Créer le dossier](#)

Nouveau Dossier

Initialisation d'une nouvelle prescription VPH.

[← Retour](#)

Titre du dossier (optionnel)
MR LEPATIENT FRMC

Catégorie VPH (Matériel)*
FRMC - Fauteuil manuel configurable

Patient existant Patient sans compte

Patient concerné*
LEPATIENT Yves (patient@ergo13.fr)

Note : Le dossier sera créé au statut **En attente de consentement**. Après avoir attesté du consentement du patient, le dossier démarrera directement.

[Annuler](#) [Créer le dossier](#)

Compléter l'équipe (prescripteur, évaluateur, revendeur, observateur...)

Édition : Constitution de l'équipe
Modifiez les informations ci-dessous puis enregistrez

⚠ Équipe pluridisciplinaire incomplète
2 rôle(s) encore manquant(s) : Médecin MPR ou DU Appareillage, Ergothérapeute ou Kinésithérapeute

+ Compléter l'équipe pluridisciplinaire 2 poste(s) à pourvoir

Médecin MPR ou DU Appareillage Ergothérapeute ou Kinésithérapeute

Poste à pourvoir : Ergothérapeute ou Kinésithérapeute
Sélectionnez un professionnel de cette profession et choisissez son rôle dans le dossier.

Professionnel de santé Rôle dans le dossier
LEVALUATEUR Jacques (ergotherape... Évaluateur

Inviter ce professionnel

Composition requise - Fauteuil électrique classe A

Médecin MPR ou DU Appareillage

Ergothérapeute ou Kinésithérapeute

Orange F 12:48

Participants du dossier

Participants
DOS - FREP - C - 20260416 - 8DCB8F
FREC par EVALUATEUR 20260416

⚠ Équipe pluridisciplinaire incomplète
✓ Ergothérapeute ou Kinésithérapeute
⚠ Médecin MPR ou DU Appareillage manquant

Équipe pluridisciplinaire 2 membre(s)

Jacques LEV...
evaluateur@e...
Prescripteur
✓ Acceptée
Désigner représentant

Léon LEPRESWRITE...
prescripteur@ergo13.fr
Prescripteur
En attente

Autres participants 0

Dashboard Crédits Notifs Compte

Compléter, étape par étape, le dossier VPH. Laissez vous guider dans la démarche!

Évaluation Médicale À compléter

Capacités Environnement Projet de Vie Santé Historique & Synthèse

Capacités cognitives

Capacités cognitives permettant la conduite du VPH dans les situations requises

Précisions (optionnel)

Détails sur les capacités cognitives...

Capacités physiques

Sélectionner un niveau...

Description des capacités physiques

Corpulence, particularités posturales, limitations fonctionnelles, mensurations pertinentes...

Comorbidités

Autres pathologies associées susceptibles d'influencer le choix du VPH...

Suivant

Préconisation Médicale À compléter

Caractéristiques PAP Adjonctions Sur devis Attestations

Sélectionnez les caractéristiques fonctionnelles requises.

Rechercher

Mode de propulsion

Châssis

Dossier

Repose-pied

Accoudoir

Siège

Roues arrière

Système de conduite

Enregistrer la préconisation

Préconisation Médicale À compléter

Caractéristiques **PAP** Adjonctions Sur devis Attestations

Sélectionnez les dispositifs PAP requis.

Rechercher

PAP du dossier

PAP du siège

PAP membres inférieurs

Positionnement genou / pied / jambe

Butée talonnière postérieure Butée tibiale (appui-mollet)

Sangle de coup de pied

PAP membres supérieurs

Enregistrer la préconisation

Documents et prescription

FREB REVENDEUR COMPLET
48 ans 1234567891012 Voir le profil

Patient Actualiser Dupliquer

Référence dossier: DOS-FRE-B-20260511-0CB589
Catégorie VPH: FRE-B - Fautsuil électrique classe B
Créé par: LEREVENDEUR Pierre 11/05/2026

CLÔTURE RGPD: Valider Équipe pluri requise

Progression
Étape 10 / 10 100%

- Consentement
Consentement RGPD patient Révisé
- Équipe
Constitution de l'équipe Révisé
- Évaluation
Évaluation médicale Révisé
- Mesures
Mesures anthropométriques Révisé
- Préconisation
Choix du matériel Révisé
- Propositions
Propositions conclues du catagorie Révisé
- Essai
Essai du matériel Révisé
- Prescription
Prescription médicale Révisé
- Signature
Signature du dossier Révisé
- Terminé
Dossier clôturé Révisé

Dossier clôturé
Le dossier DOS-FRE-B-20260511-0CB589 a été signé et clôturé le 11/05/2026.

Signature enregistrée
evaluateur@argo13.fr
Évaluateur Signé Le 11/05/2026

Documents officiels
6 document(s) disponible(s) au téléchargement.

- Fiche d'évaluation Version 1 Télécharger
- Fiche de préconisation Version 1 Télécharger
- Consultation d'essai Version 1 Télécharger
- Certificat de conduite Version 1 Télécharger
- Prescription médicale Version 1 Télécharger
- Fiche VPH Version 1 Télécharger

Documents officiels

6 document(s) disponible(s) au téléchargement.

- Fiche d'évaluation Version 1 Télécharger
- Fiche de préconisation Version 1 Télécharger
- Consultation d'essai Version 1 Télécharger
- Certificat de conduite Version 1 Télécharger
- Prescription médicale Version 1 Télécharger
- Fiche VPH Version 1 Télécharger



àpreme
aide à la prescription mesurée

Apreme ©

<https://apreme.ergo13.fr/>

Contact: apreme@ergo13.fr

Téléphone: 0784148701